

Organisation du cabinet face au Covid-19

Cher(e)s patient(e)s,

Face à la pandémie du COVID-19, nous avons pris des mesures sanitaires supplémentaires, en plus de celles que nous prenons au quotidien, afin de vous protéger, protéger l'équipe soignante et réaliser vos soins dans les meilleures conditions.

Nous sommes contraints de vous demander de respecter scrupuleusement les consignes suivantes :

- Si vous avez, ou votre accompagnant a, une toux, une fatigue anormale ou un peu de fièvre, merci de nous prévenir et de reporter le rdv; - respectez l'heure de votre rendez-vous;
- Lavez-vous les mains et les dents avant de venir;
- Portez un masque avant d'entrer dans le cabinet;
- Venez sans accompagnant (sauf pour les enfants ou les personnes nécessitant une personne accompagnante)

1) A l'entrée du cabinet,

- Il vous sera demandé d'utiliser le gel hydroalcoolique prévu pour vous.
- Des surchaussures seront mises à votre disposition.
- Nous avons installé une paroi de protection sur le banc d'accueil, afin de permettre une distance de sécurité avec le secrétariat.

2) Dans la salle d'attente, nous avons diminué le nombre d'assises, chaque assise est espacée d'au moins 1 mètre l'une de l'autre. Tous magazines seront retirés par souci de propreté stricte.

3) Pour que le soin se déroule dans une sécurité maximale, nous disposons de 2 salles de soins aérées, désinfectées et nettoyées entre chaque patient.

4) Nous possédons une salle de stérilisation hautement équipée. Les dispositifs médicaux sont nettoyés et séchés par un thermo-désinfecteur, mis sous sachet et stérilisés selon la circulaire DGS/5C/DHOS/E2/2001/138 du 14 mars 2001 (cycle prion).

5) La traçabilité est assurée par l'étiquetage par code-barre de chaque dispositif stérilisé indiquant le numéro du cycle de stérilisation, le bon fonctionnement du stérilisateur pendant le cycle, la date de la stérilisation, la date limite d'utilisation.

- 6) L'équipe soignante sera équipée de masques FFP2 ou chirurgicaux, de gants jetables, de visières ou lunettes de protection, de charlottes, de tenues lavables à 90° (lavées et séchées dans le sein de notre cabinet).
- 7) Traitement complet des systèmes d'aspiration de manière récurrente.
- 8) Nous avons équipé le cabinet d'un appareil purificateur d'air Teqoya éco-responsable français. **Les purificateurs d'air TEQOYA** ont été testé sur le virus H1N1 en juillet 2020 par le département de Biologie environnementale de l'Université de Rome Sapienza. Ils neutralisent jusqu'à 99% des particules ultrafines et des germes.